




Organ Recovery systems

LifePort® nieres transportēšanas sistēmas vienreiz lietojamā kanula



Lietošanas instrukcija


Universal SealRing®, SealRing®, taisnā un savienotājkanula paredzētas tikai
lietošanai kopā ar LifePort nieres transportēšanas sistēmu.

 **Organ Recovery Systems, Inc.**
One Pierce Place, Suite 475W
Itasca, IL 60143
ASV

T. +1.847.824.2600
F. +1.847.824.0234
Perfūzijas atbalsta dienests
+1.866.682.4800
+1.352.721.5301

Organ Recovery Systems NV
Culliganlaan 1B
1831 Diegem
Beļģija

T. +32.2.715.0000
F. +32.2.715.0009
Perfūzijas atbalsta dienests
+32.2.715.0005
+33.967.23.00.16



LIETOŠANAS INDIKĀCIJAS

LifePort nierēs transportēšanas sistēma (LifePort Kidney Transporter – LKT) ir paredzēta ilgstošai hipotermiskai nieru perfūzijai nolūkā nierēs uzglabāt, transportēt, un veikt to transplantāciju saņēmējam.

IERĪCES APRAKSTS

LifePort nierēs transportēšanas sistēmas vienreiz lietojamā Universal SealRing kanula ir paredzēta asinsvada perfūzijai gadījumos, kad asinsvada galā ir vai nav aortas fragments, kā arī līdzīgās situācijās.

LifePort nierēs transportēšanas sistēmas komplektā ietilpst šādas sastāvdaļas:

- LifePort nierēs transportēšanas ierīce (LKT100P/LKT101P/LKT101PNG)
- LifePort nierēs transportēšanas sistēmas vienreiz lietojamais perfūzijas loks (LKT201/LKT201X)
- LifePort nierēs transportēšanas sistēmas vienreizlietojamais sterlais pārklājs (LKT300)
- LifePort nierēs transportēšanas sistēmas vienreizlietojamā kanula (CAN/UCAN)

NORĀDĪJUMI LIETOŠANAI

Sagatavojiet LifePort nierēs transportēšanas sistēmu un LifePort nierēs transportēšanas sistēmas perfūzijas loku atbilstoši attiecīgajā lietošanas instrukcijā sniegtajam aprakstam. Ja ir nepieciešams kanulēt vairākus asinsvadus, skatiet sīkāku informāciju LifePort nierēs transportēšanas sistēmas vienreiz lietojamās savienotājkanulas lietošanas instrukcijā.



BRĪDINĀJUMS: aseptiski/aseptiskā tehnikā veiciet šādas darbības.

1. Novietojiet LifePort nierēs transportēšanas sistēmas vienreiz lietojamo Universal SealRing kanulu sterilajā zonā.
2. Atveriet LifePort nierēs transportēšanas sistēmas vienreiz lietojamo Universal SealRing kanulu, atāķējot un atīrinot siksnīņas, un, atverot spailīti no labās puses.
3. Novietojiet asinsvadu centrāli starp abām spailītēm tā, lai asinsvada gals būtu aptuveni 1,5–2,0 mm uz augšu no spailīšu virspuses.
4. Ar dzirdamu klikšķi aizveriet labo spailīti, vienlaikus aptverot asinsvadu.

PIEZĪME: ja nepieciešams, asinsvadā var ievietot bortus, nostiprinot ar šuvēm vai citā piemērotā veidā. Lai atvieglotu pozicionēšanu, spailis un līgzdas šuvju nostiprināšanai ir iekļautas komplektā.

5. Nolaidiet uz leju LifePort nierēs transportēšanas sistēmas Universal SealRing kanulas augšējo daļu, vienlaikus fiksējot konisko fiksatoru asinsvada iekšpusē.

PIEZĪME: skatoties caur palielināmo stiklu pārbaudiet, vai asinsvada atvērums ir novietots centrāli, vai tas ir apaļas formas un nav nosprostots.

6. Aptiniet katru siksnīņu attiecīgi katrai kanulas pusei un nostipriniet paredzētajās vietās.
7. Ievietojiet nieri nierēs trauciņā un nostipriniet LifePort nierēs transportēšanas sistēmas vienreiz lietojamo Universal SealRing kanulu tai paredzētajā vietā.

PIEZĪME: ja jāveic vairāku asinsvadu perfūzija, kanulas fiksācijas vietai jāpievieno tikai galvenā asinsvada kanula.

8. Pielāgojiet kanulas stīpinājuma vietas augstumu un rotāciju tā, lai asinsvads ērti novietotos kanulā.
9. Vizuāli pārbaudiet asinsvadu, vai tas nav savērpies, salocījies vai nosprostots.
10. Nostipriniet orgāna fiksācijai paredzēto tīkliņu nierēs trauciņā pāri nieri, paredzot, ka nierēs perfūzijas laikā varētu rasties neliels pietūkums.



SKATIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU. Ievērojiet procedūru, kas aprakstīta LifePort nierēs transportēšanas sistēmas vienreiz lietojamā perfūzijas loka lietošanas instrukcijā, par to, kā nieri un nierēs trauciņu ievietot LifePort nierēs transportēšanas sistēmas vienreiz lietojamajā perfūzijas lokā.




SKATIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU. Lai saglabātu aseptiskus apstākļus, izpildiet procedūru LifePort nierēs transportēšanas sistēmas vienreiz lietojamā sterila pārklāja lietošanas instrukcijā.



SKATIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU. Sākot perfūzijas procesu, izpildiet procedūru LifePort nierēs transportēšanas ierīces lietotāja rokasgrāmatā un pārliecinieties par sūču un burbuļu neesamību.

SealRing

CAN0720
CAN1035

LIETOŠANAS INDIKĀCIJAS

LifePort nierēs transportēšanas sistēma (LifePort Kidney Transporter – LKT) ir paredzēta ilgstošai hipotermiskai nieru perfūzijai nolūkā nierēs uzglabāt, transportēt, un veikt to transplantāciju saņēmējam.

IERĪCES APRAKSTS

LifePort nierēs transportēšanas sistēmas vienreiz lietojamā SealRing kanula tiek lietota eksplantētām nierēm gadījumos, kad asinsvada galā (kurā veiks perfūziju) ir aortas fragments vai līdzīgos gadījumos.

LifePort nierēs transportēšanas sistēmas komplektā ietilpst šādas sastāvdaļas:

- LifePort nierēs transportēšanas ierīce (LKT100P/LKT101P/LKT101PNG)
- LifePort nierēs transportēšanas sistēmas vienreiz lietojamais perfūzijas loks (LKT201/LKT201X)
- LifePort nierēs transportēšanas sistēmas vienreizlietojamais sterilais pārklājs (LKT300)
- LifePort nierēs transportēšanas sistēmas vienreizlietojamā kanula (CAN/UCAN)

NORĀDĪJUMI LIETOŠANAI

Sagatavojiet LifePort nierēs transportēšanas sistēmu un LifePort nierēs transportēšanas sistēmas perfūzijas loku atbilstoši attiecīgajā lietošanas instrukcijā sniegtajam aprakstam. Fragmentus, kas satur vairākas artērijas, var būt iespējams ievietot vienā LifePort nierēs transplantēšanas sistēmas vienreiz lietojamajā SealRing kanulā. Citos gadījumos, kad ir nepieciešams kanulēt vairākus asinsvadus, skatiet LifePort nierēs transportēšanas sistēmas vienreiz lietojamās savienotājkanulas lietošanas instrukciju.



BRĪDINĀJUMS. Norādītajos gadījumos veiciet turpmāk norādītās darbas aseptiskā laukā, ievērojot aseptisku tehniku.

1. Novietojiet LifePort nierēs transportēšanas sistēmas vienreiz lietojamo SealRing kanulu sterilajā zonā.
2. Atāķējiet siksnīņas un atveriet LifePort nieru transportēšanas sistēmas vienreiz lietojamo SealRing kanulu.
3. Izbīdīet aortas fragmentu caur kanulas gredzena centru.
4. Nogrudiniet fragmentu tā, lai audi būtu novietoti vienmērīgi visā kanulas gredzenā. Ja nepieciešams, izmantojiet instrumentus, lai uz laiku, kamēr LifePort nieru transportēšanas sistēmas vienreiz lietojamā SealRing kanula ir nostiprināta, nofiksētu audus vietā.
5. Aizveriet LifePort nieru transportēšanas sistēmas vienreiz lietojamo SealRing kanulu, vienlaikus nostiprinot audus starp abām kanulas pusēm.
6. Aptiniet katru siksnīņu attiecīgi katrai kanulas pusei un nostipriniet paredzētajās vietās.
7. Ievietojiet nieri nierēs trauciņā un nostipriniet LifePort nierēs transportēšanas sistēmas vienreiz lietojamo SealRing kanulu tai paredzētajā vietā.

PIEZĪME: ja jāveic vairāku asinsvadu perfūzija, kanulas fiksācijas vietai jāpievieno tikai galvenā asinsvada kanula.

8. Pielāgojiet kanulas stiprinājuma vietas augstumu un rotāciju tā, lai asinsvads ērti novietotos kanulā.
9. Vizuāli pārbaudiet asinsvadu, vai tas nav savērpies, salocījies vai nosprostots.
10. Nostipriniet orgāna fiksācijai paredzēto tīkliņu nierēs trauciņā pāri nieri, paredzot, ka nierēs perfūzijas laikā varētu rasties neliels pietūkums.




SKATIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU. Ievērojiet procedūru, kas aprakstīta LifePort nierēs transportēšanas sistēmas vienreiz lietojamā perfūzijas loka lietošanas instrukcijā, par to, kā nieri un nierēs trauciņu ievietot LifePort nierēs transportēšanas sistēmas vienreiz lietojamajā perfūzijas lokā.



SKATIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU. Lai saglabātu aseptiskus apstākļus, izpildiet procedūru LifePort nierēs transportēšanas sistēmas vienreiz lietojamā sterilā pārklāja lietošanas instrukcijā.



SKATIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU. Sākot perfūzijas procesu, izpildiet procedūru LifePort nierēs transportēšanas ierīces lietotāja rokasgrāmatā un pārliecinieties par sūču un burbuļu neesamību.

Taisnā

CAN0003
CAN0005
CAN0008

LIETOŠANAS INDIKĀCIJAS

LifePort nierēs transportēšanas sistēma (LifePort Kidney Transporter – LKT) ir paredzēta ilgstošai hipotermiskai nieru perfūzijai nolūkā nierēs uzglabāt, transportēt, un veikt to transplantāciju saņēmējam.

IERĪCES APRAKSTS

LifePort nierēs transportēšanas sistēmas vienreiz lietojamā taisnā kanula ir lietojama gadījumos, kad asinsvada gals (kurā veic perfūziju) nebeidzas ar aortas fragmentu vai kad iespējamo endotēlija bojājumu var neņemt vērā.

LifePort nierēs transportēšanas sistēmas komplektā ietilpst šādas sastāvdaļas:

- LifePort nierēs transportēšanas ierīce (LKT100P/LKT101P/LKT101PNG)
- LifePort nierēs transportēšanas sistēmas vienreiz lietojamais perfūzijas loks (LKT201/LKT201X)
- LifePort nierēs transportēšanas sistēmas vienreizlietojamais sterilais pārklājs (LKT300)
- LifePort nierēs transportēšanas sistēmas vienreizlietojamā kanula (CAN/UCAN)

NORĀDĪJUMI LIETOŠANAI

Sagatavojiet LifePort nierēs transportēšanas sistēmu un LifePort nierēs transportēšanas sistēmas perfūzijas loku atbilstoši attiecīgajā lietošanas instrukcijā sniegtajam aprakstam. Ja ir nepieciešams kanulēt vairākus asinsvadus, skatiet sīkāku informāciju LifePort nierēs transportēšanas sistēmas vienreiz lietojamās savienotājkanulas lietošanas instrukcijā.



BRĪDINĀJUMS: aseptiski/aseptiskā tehnikā veiciet šādas darbības.

1. Novietojiet LifePort nierēs transportēšanas sistēmas vienreiz lietojamo taisno kanulu sterilajā zonā.
2. Neievietojiet LifePort nierēs transportēšanas sistēmas taisnās kanulas galu asinsvadā dziļāk, nekā nepieciešams. Samazinot asinsvadā ievietotā kanulas gala garumu, nepieciešamības gadījumā būs iespējams veikt šī segmenta rezekciju.
3. Nostipriniet asinsvadu vietā ar zīda diegiem, asinsvadu cilpām vai citiem piemērotiem materiāliem. Rieva kanulas galā paredzēta pozicionēšanai un fiksēšanai vietā.
4. Ievietojiet nieri nierēs trauciņā un nostipriniet LifePort nierēs transportēšanas sistēmas vienreiz lietojamo taisno kanulu tai paredzētajā vietā.
5. Pielāgojiet kanulas stiprinājuma vietas augstumu un rotāciju tā, lai asinsvads ērti novietotos kanulā.
6. Vizuāli pārbaudiet asinsvadu un savienotājkanulas caurules, vai tie nav sagriezušies vai nosprostoti.
7. Nostipriniet orgāna fiksācijai paredzēto tīkliņu nierēs trauciņā pāri nieri, paredzot, ka nierēs perfūzijas laikā varētu rasties neliels pietūkums.



SKATIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU. Ievērojiet procedūru, kas aprakstīta LifePort nierēs transportēšanas sistēmas vienreiz lietojamā perfūzijas loka lietošanas instrukcijā, par to, kā nieri un nierēs trauciņu ievietot LifePort nierēs transportēšanas sistēmas vienreiz lietojamajā perfūzijas lokā.



SKATIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU. Lai saglabātu aseptiskus apstākļus, izpildiet procedūru LifePort nierēs transportēšanas sistēmas vienreiz lietojamā sterilā pārklāja lietošanas instrukcijā.



SKATIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU. Sākot perfūzijas procesu, izpildiet procedūru LifePort nierēs transportēšanas ierīces lietotāja rokasgrāmatā un pārliecinieties par sūču un burbuļu neesamību.

Savienotājkanula



CAN1000

LIETOŠANAS INDIKĀCIJAS

LifePort nieres transportēšanas sistēma (LifePort Kidney Transporter – LKT) ir paredzēta ilgstošai hipotermiskai nieru perfūzijai nolūkā nieres uzglabāt, transportēt, un veikt to transplantāciju saņēmējam.

IERĪCES APRAKSTS

LifePort nieres transportēšanas sistēmas vienreiz lietojamo savienotājkanulu izmanto divu vai vairāku kanulu savienošanai gadījumos, kad jāveic vairāku asinsvadu perfūzija.

LifePort nieres transportēšanas sistēmas komplektā ietilpst šādas sastāvdaļas:

- LifePort nieres transportēšanas ierīce (LKT100P/LKT101P/LKT101PNG)
- LifePort nieres transportēšanas sistēmas vienreiz lietojamais perfūzijas loks (LKT201/LKT201X)
- LifePort nieres transportēšanas sistēmas vienreizlietojamais sterilais pārklājs (LKT300)
- LifePort nieres transportēšanas sistēmas vienreizlietojamā kanula (CAN/UCAN)

NORĀDĪJUMI LIETOŠANAI

Sagatavojiet LifePort nieres transportēšanas sistēmu un LifePort nieres transportēšanas sistēmas perfūzijas loku atbilstoši attiecīgajā lietošanas instrukcijā sniegtajam aprakstam.



BRĪDINĀJUMS: aseptiski/aseptiskā tehnikā veiciet šādas darbības.

1. Novietojiet LifePort nieres transportēšanas sistēmas vienreiz lietojamo savienotājkanulu sterilajā zonā.
2. Atbilstoši attiecīgajai lietošanas instrukcijai savienojiet LifePort nieres transportēšanas sistēmas vienreiz lietojamo SealRing kanulu, taisno kanulu vai Universal SealRing kanulu ar katru asinsvadu, kuram nepieciešama perfūzija.
3. Atrodiet galveno asinsvadu.
4. Ielieciet nieri nieres trauciņā un nofiksējiet galvenajam asinsvadam pievienoto kanulu tai paredzētajā vietā.
5. Pielāgojiet kanulas stiprinājuma vietas augstumu un rotāciju tā, lai asinsvads ērti novietotos kanulā.
6. Aizvietojiet gala vāciņu ar vienu savienotājkanulas galu.
7. Pievienojiet otru savienotājkanulas galu nākamās kanulas portam.
8. Izmantojot papildu savienotājkanulu, atkārtojiet 6. un 7. soli ar katru lietoto LifePort nieres transportēšanas sistēmas vienreiz lietojamo kanulu.
9. Vizuāli pārbaudiet asinsvadu un savienotājkanulas caurules, vai tie nav sagriezušies vai nosprostoti.
10. Nostipriniet orgāna fiksācijai paredzēto tīkliņu nieres trauciņā pāri nieri, paredzot, ka nieres perfūzijas laikā varētu rasties neliels pietūkums.



SKATIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU. Ievērojiet procedūru, kas aprakstīta LifePort nieres transportēšanas sistēmas vienreiz lietojamā perfūzijas loka lietošanas instrukcijā, par to, kā nieri un nieres trauciņu ievietot LifePort nieres transportēšanas sistēmas vienreiz lietojamajā perfūzijas lokā.



SKATIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU. Lai saglabātu aseptiskus apstākļus, izpildiet procedūru LifePort nieres transportēšanas sistēmas vienreiz lietojamā sterilā pārklāja lietošanas instrukcijā.



SKATIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU. Sākot perfūzijas procesu, izpildiet procedūru LifePort nieres transportēšanas ierīces lietotāja rokasgrāmatā un pārliecinieties par sūču un burbulu neesamību.

PAREDZĒTĀ LIETOŠANA

LifePort nieres transportēšanas sistēma (LifePort Kidney Transporter – LKT) ir paredzēta ilgstošai automātiskai hipotermiskai nieru perfūzijai.

MĒRĶA GRUPA

Mērķa grupas ir pacienti, kas ir piemēroti nieres transplantācijai. Licencēts nieru transplantācijas ķirurģs ir atbildīgs par pacienta atbilstības nieru transplantācijai novērtēšanu. Pacients nenonāk saskarē ar LifePort nieres transportēšanas sistēmu.

PAREDZĒTIE LIETOTĀJI

LifePort nieres transportēšanas sistēmas primārie lietotāji ir medicīnas speciālisti, kuri ir apmācīti lietot LifePort nieres transportēšanas sistēmu. Paredzams, ka LifePort nieres transportēšanas sistēmas lietotājiem būs arī būtiskas darba zināšanas un klīniskā pieredze donoru orgānu atgūšanas, perfūzijas un transplantācijas jomā.

KLĪNISKAIS IEGUVUMS

Klīniski pierādīts, ka nieru hipotermiskā mašīnperfūzija, izmantojot LifePort nieres transportēšanas sistēmu ar KPS-1 nieru perfūzijas šķīdumu, uzlabo nieru funkciju pēc transplantācijas, samazinot transplantāta darbības aizkavēšanos.

IERĪCES VEIKTSPĒJA/VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI

LifePort nieres transportēšanas sistēma ir paredzēta izmantošanai kopā ar mehāniskās konservācijas šķīdumu, lai nodrošinātu nepārtrauktu nieru hipotermisko mehānisko perfūziju, kas paredzēta nieru saglabāšanai, transportēšanai un eventuaii transplantācijai saņēmējam. Ierīce perfūzijas un transportēšanas laikā orgānu uztur vēsā, sterilā orgāna konteinerā.

ATLIKUŠAIS RISKS

Saskaņā ar LifePort nieres transportēšanas sistēmas riska pārvaldības ziņojumu kopējais atlikušais risks ir pieņemams, un ir ieviestas atbilstošas metodes, lai iegūtu atbilstošu informāciju par izstrādājumu un pēcražošanas periodu.

ZIŅOŠANA PAR NOPIETNIEM INCIDENTIEM

Lietotājam par katru nopietnu incidentu ir jāziņo uzņēmumam "Organ Recovery Systems" un tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā ir reģistrēts lietotājs un/vai pacients.

KONTRINDIKĀCIJAS

Ja ierīci lieto atbilstoši aprakstam, nav zināmu kontraindikāciju.

IERĪCES KALPOŠANAS LAIKS

LifePort nieres transportēšanas kanulas ir paredzētas vienai lietošanas reizei. Neatvērtas ierīces sterilās uzglabāšanas laiks ir 3 gadi, pamatojoties uz pieejamajiem testu datiem.

UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā no 2°C līdz 40°C. Izvairīties no pārmērīga karstuma vai mitruma. Uzglabāt sausā vietā, sargājot no tiešiem saules stariem. Sterils, ja vien iepakojums nav bojāts vai atvērts.

TEHNISKĀ PALĪDZĪBA

Lūdzam sazināties ar Organ Recovery Systems 24/7 atbalsta dienestu pa tālruniem +866.682.4800 (bezmaksas ASV), +32.2.715.0005 (Nīderlande), +1.352.721.5301 (Centrālamerika un Dienvidamerika) vai +33.967.23.00.16 (Francija).

BRĪDINĀJUMI UN PIESARDZĪBA

R_{Only} **UZMANĪBU!** Federālie (ASV) tiesību akti atļauj pārdot šo ierīci tikai ārstiem vai pēc ārsta norīkojuma.

! **UZMANĪBU!** LifePort nieres transportēšanas sistēmas vienreizlietojamie izstrādājumi jāglabā iekšstelpās, sausā vietā, sargājot tos no tiešiem saules stariem.

! **BRĪDINĀJUMS.** Visuāli pārbaudiet LifePort nieres transportēšanas sistēmas izstrādājumus. Nelietojiet, ja detaļas nav atbilstoši nostiprinātas, ir saplēstas, salauztas vai arī ir radusies šķidrums noplūde.

! **BRĪDINĀJUMS.** Tikai vienreizējai lietošanai. Nedrīkst lietot, apstrādāt vai sterilizēt atkārtoti. Atkārtota vienreizlietojamu ierīču lietošana, apstrāde vai sterilizācija var būt par iemeslu kontaminācijai un radīt inficēšanās risku pacientam vai lietotājam. Šāda kontaminācija var būt kaitīga pacienta veselībai, var izraisīt slimību vai citas smagas komplikācijas.

! **BRĪDINĀJUMS.** Rīkojoties ar nierēm un rīkojoties ar LifePort nieres transportēšanas sistēmas vienreizlietojamiem izstrādājumiem un perfuzātu vai atbrīvojoties no tiem, ievērojiet standarta aseptisko tehniku un vispārēju piesardzību (piem. lietojiet cimdus, sejas masku, sterilu apģērbu, aizsargbrilles vai līdzvērtīgus acu aizsarglīdzekļus, bioloģiskiem atkritumiem paredzētus maisus), lai nepieļautu patogēnu organismu transmisiju, medicīniskā personāla vai pacientu inficēšanos. Ārstam, kurš strādā viens pats, šie nosacījumi jāievēro īpaši rūpīgi.

SIMBOLU SKAIDROJUMS

	Brīdinājumi/piesardzība		Izlietošanas termiņš, GGGG-MM-DD		Temperatūras diapazons
LOT	Partijas numurs		Ražošanas datums, GGGG-MM-DD		Skatiet lietošanas instrukciju
REF	Atsauces numurs		Ražotājs		Sargāt no saules stariem
	Nedrīkst lietot atkārtoti		Nedrīkst vēlreiz sterilizēt		Uzglabāt sausā vietā
STERILEEO	Medicīniskās ierīces sterilizētas, izmantojot etilēnoksidu	MD	Medicīniskā ierīce	R_{Only}	Medicīniskā ierīce lietojama tikai pēc ārsta norādījuma
	Izcelsmes valsts		Importētājs		Viena līmeņa sterilitātes barjera
	Nelietot, ja iepakojums ir bojāts, un skatīt lietošanas instrukciju.				

SPONSORS
AUSTRĀLIJĀ

Aurora BioScience Pty Ltd
Unit 5C, 256 New Line Road
Dural, NSW 2158
Austrālija



MedEnvoy Global BV
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123
2595 AM The Hague
Nīderlande



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Šveice



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Šveice

ATBILDĪGĀ
PERSONA
LIELBRITĀNIJĀ

MedEnvoy UK Limited
85, Great Portland Street, First Floor
London, W1W 7LT
Lielbritānija